

# ActivTek<sup>®</sup> Eagle 5000

ActivTek<sup>®</sup> Eagle 5000 reducerer lugt og synlig røg fra luften samt mikro populationer på overflader og i luften ved brug af en kombination af Ozon (O<sub>3</sub>) generet corona udladninger, nålepunkt ionisering og pulserende positiv/negativ ioner.

Er ideel til fjernelse af moderat til tung røg, samt moderat til kraftige lugt og mikrobe kontrol. Hydra er specielt udviklet til lokaler med meget støv og generel tung kontaminering. Fjerner også kraftige kemiske lugte fra f.eks. maling og vask.

Videnskabelige forsøg viser at brug af ActivTek<sup>®</sup> luftrensere reducerer mikrobiologisk vækst på overflader og i luften af bl.a følgende: E-col (Tarm infektion), Listeria monocytogenes (Gule stafylokokker), Pseudomonas (Jord/vand bakterier), flere arter bacillus, Stachybotrys (Sort/Giftig Skimmelsvamp), Candida albicans (Gærsvamp) og MRSA resistente bakterier.

## Beskrivelse

- Komplet bærbar luftbehandlings system med flere samtidige teknologier.
- Individuel justering af teknologierne
- Stilles på hylde eller monteres i loft
- Tilsluttes almindelig 220 VAC udtag.
- Ingen dyre filtre
- Bruger ingen dyre forbrugsstoffer, kun luftens naturlige råstoffer

## Kan med fordel bruges til

- Bingohaller/Spillesteder
- Restauranter
- Butikker
- Rygerum
- Spillesteder
- Sports/Gymnastik haller
- Sanering efter brand, i lastrum, containere etc.

activTek  
ENVIRONMENTAL



## SPECIFIKATIONER:

### ActivTek<sup>®</sup> Hydra

Teknologi	20 KV DC longenerator 4 stk Nåle-Punkt ionisering Pulserende +/- ion  Corona udladning via 3 stk Ozon (O <sub>3</sub> ) generatorer
Strøm	110 - 240 VAC 50/60/Hz  Strømforgbrug: 60Watt
Mekanisk	Tænd/sluk knap Justerbar Ozon mængde Justerbar +/- ion forhold Variabel ventilator hastighed.
Ventilator	Op til 934,5 m <sup>3</sup> /time
Dimensioner (HBD)	39 x 30 x 32 cm
Vægt	16 kg
Drifts temp.	2° - 93° C
Ozon (O <sub>3</sub> ) mængde	Op til 390 mg/time
Arbejdsområde	Afhængig af forureningen

Eksklusiv forhandler af VentiTech<sup>®</sup> og ActivTek<sup>®</sup> med ActivePure<sup>®</sup> Technology